

Lampara de Fotocurado LD-105

Simplicidad y eficacia en fotopolimeración

Características:

- Equipo inalámbrico que permite la máxima libertad de movimiento.
- Diseño elegante y simple que lo hace operable con tan solo un botón.
- Gracias a su tecnología de diodo de alto rendimiento, le permitirá fotopolimerizar en 10 segundos.
- Batería recargable de Li-ion con más de 40 minutos de autonomía.
- Guía de luz autoclavable con rotación en 360°.
- Rango de onda entre 450 y 470 nm.
- Intensidad de luz entre 800 y 1.100 mW/cm².

Especificaciones técnicas

Pieza de mano:

Consumo: 5W

Vida útil LED: 100.000 (h)

Longitud de onda: 450 a 470 (nm)

Luminosidad: >800 (mW/cm²)

Dimensiones: 210 x 22 x 32 (mm)

Peso: 154g

Cargador:

Voltaje entrada: 110-220 V


Voltaje operación: 9 V

Dimensiones: 117 x 80 x 78 (mm)

Peso: 110g



Protector



Panel de visualización

(A) Botón de tiempo
(B) Inicio / Apagado del equipo



**Soporte para carga con
indicador LED**

REV190515

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ **Concepción:** Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ **CAD:** Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodental.cl ■ **Web:** www.exprodental.cl