

LAMPARA FOTOCURADO BLUE LUXCER M-835 MONITEX



El sistema de fotopolimerización inteligente.



Características:

- **Auto Calibración:** al decaer la potencia de la ampolleta, la unidad ajustará automáticamente el tiempo de fotopolimerización.
- **Medidor de Luminosidad Incorporado:** compruebe fácilmente la potencia de la ampolleta, la unidad le indicará cuando debe reemplazarla.
- 2 tipos de ajuste permiten generar variados programas de fotocurado.
- Intensidades de polimerización sobre los 1000 mW/cm².
- Silencioso ventilador de enfriamiento.
- Guía de luz autoclavable con rotación de 360°.
- Diseño mejorado de filtro UV que asegura una luz azul
- Tecnología avanzada capaz de disminuir drásticamente el calor indeseado
- Certificación CE – ISO 13485