

Scaler Piezo Eléctrico Turboson SP-500

Manejo sencillo y estable



- Energía automática del sistema de Compensaciones (APCS)
- De alta eficiencia para Perio Desbridamiento - Se maneja con facilidad a máximo de frecuencia suave para quitar el viejo testarudo cálculo de la corona, el bolsillo del surco y epitelio en la raíz o descamación epitelial de los desechos.
- Ajustable potencia de vibración y salida de agua durante el tratamiento con el paciente.
- Fácil manejo de pieza de mano - de dedo, ranura sosteniendo, de rápido desprendimiento y resistente a la temperatura.
- Modelo aerodinámico fácil de limpiar gracias a su pieza de mano desmontable y esterilizable en autoclave a 135° C.
- Diseño compacto de la unidad y pieza de mano.
- Puede ser conectado a red de agua potable o equipo dental.

Presión de agua	1~5 kg/c m ² (1~5 bar, 15~72 psi)
Frecuencia	28k Hz + 3K Hz
Puntas Incluidas	G1, G2 y G4
Entrada de energía	AC 100 ~ 240V 50/60 Hz 0.55A
Salida de energía	DC 24V, 1 A
Dimensión	150(L) x 210(W) x 65(H) mm.
Peso	660g

REV190404

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ **Concepción:** Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ **CAD:** Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodental.cl ■ **Web:** www.exprodental.cl