

Aguja Desechable 27G y 30G Starject



Cód. 52 - 48

Descripción

- Agujas monouso esterilizadas con rayos gamma para la aplicación de anestesia dental.
- Ángulo perfecto sin dolor.
- Con punta angulada y triple bisel.
- Cubierta especial de silicona para una inserción suave en el tejido.
- Libre de pirogenos.
- Acero quirúrgico.
- Tamaños: S: 30G (0,3 x 21 mm) y L : 27G (0,4 x 30mm)

Presentación

- Caja x 100 unidades de la misma medida



Rev20250711

Santiago: Tel: +569 33907272 ■ **Concepción:** Tel +569 95991463

Temuco: Tel:+569 69072991 ■ **CAD:** Tel: +569 95991402

e-Mail: info@expro dental.cl ■ **Web:** www.expro dental.cl