

Acido fluorhídrico gel 10% 2.5ml



Cod. 4745

Descripción:

Gel a base de ácido fluorhídrico, utilizado para atacar la superficie de la porcelana, permitiendo mayor y mejor retención de los materiales resinosos en las restauraciones con porcelanas feldespáticas, vidrios ceramizados y fijación de brackets ortodónticos.

- Optima viscosidad para el manejo
- Gel rojo para mayor visibilidad
- Mayor retención de materiales resinosos
- 1 Jeringa de 2,5ml + 2 Puntas
- Marca: Maquira

Categoría: Acido Fluorhídrico 9%, Agente de Grabado, Rehabilitación.

Rev20251226