

Delantal Plomo Adulto con y sin cuello



Cod.521 (con cuello)



Cod.4215 (sin cuello)

Especificaciones técnicas

Medidas	90x60 cm.
Espesor	0,3 mm.
Peso Aproximado	Con cuello: 2,5 kg. Sin cuello: 2,5 kg.
Cuello	60x15 cm (traslapado sin costura estándar).
Cierre	Cuello con velcro ajustable.
Interior	Goma aplomada con un porcentaje de atenuación de 99,1% a 71KV.
Exterior	Tela Acrílica.
Color	Azul marino.
Certificación	LMRI-CHILE N°2934-2007

Rev20250619