

Microarenadora de Agua M4



Microarenador modelo ACQUA BIOART es un equipo neumático portátil de fácil instalación y operación, usado para la aplicación en superficies, principalmente en trabajos odontológicos. Desarrollado especialmente para aplicación intraoral, optimiza la preparación para la cementación, proporcionando una limpieza eficaz y la creación de microretenciones ideales para coronas, incrustaciones, carillas y más.

Su sistema de irrigación elimina la formación de "nubes" de partículas, garantizando un entorno de trabajo más limpio, seguro y cómodo tanto para el profesional como para el paciente.

Versátil y eficiente, también se utiliza ampliamente para ajustes oclusales, convirtiéndose en un aliado indispensable en la práctica clínica diaria.

Además, está equipado con una punta de carburo de alta resistencia, garantizando máxima precisión y durabilidad en el chorreado.

El Microarenador Bio-Art tiene una aguja eyectora fabricada en carburo sinterizado lo que asegura una mayor durabilidad y precisión del chorreado. Microarenador Modelo Acqua Tiene 1 punta desmontable y autoclavable, montada en ángulos de 120°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso del Microarenador Acqua : 150g.

Dimensiones (A x P x A): 190 x 133 x 50 mm

Presión de trabajo: 60 a 80 lbf/pol² (4~5,5 Kgf/cm²)

Granulación de óxido de aluminio soportada: 30 a 90 microns

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MICROARENADOR MODELO ACQUA

- Puntas intercambiables con agujas eyectoras en 90° y 138°
- Punta(s) autoclavable(s)
- Utilización de óxido de aluminio con granulación de hasta de 30 a 90 micrometros
- Posibilidad de utilización intraoral

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- 01- Aguja eyectora
- 02- Soporte de agujas
- 03- Boquilla de microchorro (120°)
- 04- Tuerca de fijación de la boquilla
- 05- Cuerpo del Microchorro
- 06- Botón del Microchorro
- 07- Depósito de abrasivos
- 08- Conexión para equipo



CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Microarenador modelo Acqua
- Punta intercambiable con aguja eyectora en 120°

REV.20250825