

Microarenadora Standard M4



Microarenador modelo BIOART es un equipo neumático portátil de fácil instalación y operación, utilizado para la aplicación en superficies, principalmente en trabajos odontológicos.

Rápido y fácil de usar. Tiene punta de carburo que promueve una vida más larga y mejor precisión.

APLICACIONES

- Micro retenciones en superficies dentales y partes a cementar
- Eliminación de cementos
- Limpieza del soporte
- Limpieza o desengrase de metal o cerámica cuando se utiliza la técnica de "reparación de cerámica intraoral"
- voladura oclusal para afinar, reemplazar la utilización de carbono
- evidencia interna para ajuste y ajuste de la corona
- Ajuste de contactos ínter proximales
- Limpieza de piezas fundidas
- Eliminación de la oxidación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso del Microarenador Aqqua : 65g.

Dimensiones : 190 x 133 x 50 mm

Presión de trabajo: 60 a 80 lbf/pol² (4~5,5 Kgf/cm²)

Granulación de óxido de aluminio soportada: 30 a 90 micrones

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Microarenador y punta fija aguja eyectora 138°
- Manual de usuario
- Enganche rápido
- Conexión al equipo
- Deposito con 40g de óxido de aluminio de 50micrones



REV20250825