


Unimatrix R



Cod. 4930

Especificación técnica

El sistema de matrices seccionales Unimatrix R está indicado para restauraciones de Clase II. Está compuesto por matrices preformadas y grapas reforzadas para su fijación. Las nuevas grapas presentan un área de refuerzo especialmente diseñada para producir la fuerza ideal para el alejamiento interproximal, garantizando la estabilidad de la matriz.

Entre las ventajas que este sistema presenta frente a las matrices convencionales, se destacan la facilidad de la reconstrucción de los puntos de contacto y de la anatomía natural del diente, la facilidad del uso y la comodidad para el paciente.

Las extremidades de las grapas Unimatrix R están dotadas de protectores de siliconas triangulares más anatómicos, que permiten la perfecta adaptación de las matrices.

Contiene:

- 1 Anillo Hard
- 25 Matrices
- 4 protectores de silicona triangulares

Rev20260601