

Unimatrix S



El Sistema Unimatrix S es indicado para restauraciones de Clase II y es compuesto por matrices preformadas y un anillo para fijación. Un de sus principales diferencias es el diseño diferenciado de lo anillo, que posee formato anatómico y permite el encaje de la cuña durante el procedimiento, garantizando una buena reconstrucción del contorno proximal y del punto de contacto, manteniendo la anatomía natural del diente.

Además, posee un encaje exclusivo y optimizado para lo alicate, lo que proporciona mayor precisión y seguridad en la aplicación y remoción de lo anillo.



Características y Beneficios

- Sistema de uso rápido y práctico, que permite la reconstrucción de puntos de contacto consistentes.
 - La forma convexa de las matrices permite la obtención de la anatomía dental perfecta.
 - Matrices disponibles en una espesura de 0,05mm y en 3 tamaños diferentes para una mejor adaptación a los casos clínicos.
 - Anillo reforzado con efecto memoria y mayor resistencia a la deformación.
- Anillo con diseño diferenciado para garantizar el encaje de las cuñas sin competir por el espacio.
- Encaje anatómico de lo anillo, lo que proporciona mayor comodidad al paciente.
 - Encaje optimizado para lo alicate, lo que proporciona estabilidad y seguridad durante su uso.
 - Tamaño universal: puede utilizarse tanto en molares como en premolares

Presentación

- Anillo x1 (Ref. 6541) – CÓD.4932
- Matrices x 25 +1Anillo (Ref.6540) – CÓD.4931

Rev20260601